



统,完美适用所有通用型钛柱和玻璃陶瓷,轻松实现冠、贴面、嵌体、多单位固定桥、种植体上部修复体和临时义齿等的制作,大大提升了患者满意度,是椅旁修复的首选。

联系地址见 48 页

## 维他公司产品

### 完整的氧化锆修复系统



德国维他公司通过 VITA YZ 系统提供各种各样的氧化锆瓷块或圆盘,它将各个产品系统地整合在一起,以应对各种适应证。VITA YZ HT (高透)、VITA YZ T (透明),以及配套的颜色系统,使牙科技师可以实现准确的颜色再现,是使用单一材料完成高强度基底架及整体切削全解剖式固定桥的精细制作的最佳选择。

VITA YZ HT 透明性高,最适合于制作整体切削的全解剖式固定冠桥,特别是在咬合空间不足的情况下(制造商认为咬合面厚度可以低至 0.5mm),或者作为更划算、更美观的修复材料替代 NPM 和部分烤瓷金属熔覆冠。VITA YZ HT

## ► 图书推荐

### 《牙髓治疗后冠部修复》

- 主编:(波)马切伊·扎罗 (Maciej Żarow)
- 主译:周锐 刘擎
- 出版社:辽宁科学技术出版社
- 简介:

由辽宁科学技术出版社出版的《牙髓治疗后冠部修复》一书已经于 2019 年 6 月正式出版,本书由周锐团队主译,出版目标在于帮助执业牙科医生做出正确的决策。本书共分为 10 章,着眼于牙髓治疗后牙齿相关的许多问题和争论。每章均包含引言部分,有来自世界范围内的关于这一主题的


氧化锆圆盘可供选择的颜色很多,包括无预染和预染色产品: VITA SYSTEM 3D-MASTER 比色板的 1M2、2M2 和 3M2 色,以及 VITA classical A1-D4 经典比色板的 A1、A2 和 A3 色。无预染色的圆盘可以使用配套染色液 VITA YZ HT SHADE LIQUID 进行个性化染色。VITA YZ T 系统特别适合于制作基底冠桥,其颜色系统同上,配套染色液为 VITA YZ T COLORING LIQUID。以上两种材料均可以通过使用 VITA AKZENT Plus 染色剂和 VITA VM 9 饰面瓷来进行个性化的完全或部分饰瓷,并展示个性化的表面特征。



完整的 VITA YZ 系统是具有广泛选择和简易流程的代表。通过对各批次放大率的确定,结合 VITA 氧化锆多年的临床经验,实现了卓越的 CAD/CAM 处理能力、精确的烧结结果,从而使用户从中获益。配套的颜色系统可以帮助技师达到理想的逼真效果。综上,VITA YZ 系统具备精确、美观、高效、经济的特点。

有关 VITA YZ 氧化锆系统的进一步信息,请访问 [www.vita-zahnfabrik.com](http://www.vita-zahnfabrik.com)。

联系地址见 48 页



相关文献中的事实证据,以及扩展的、描述精准的实践章节。我们也为书中所展示的治疗方法总结了步骤列表,并通过许多我们自己的临床病

例展示这类病例相应的治疗程序和步骤方法。



扫码购书