

# 产品介绍

生产厂家	产品名称	页码
3M	3M™ SmartClip™ 托槽	46
3Shape	TRIOS 3 口内扫描仪	46

生产厂家	产品名称	页码
登特伦	Orthocryl® 正畸用树脂及螺旋扩弓器	47

## 3M 公司产品

### 3M™ SmartClip™ 托槽



- MBT™ 托槽数据；
- 独特的镍钛弹力夹 - 无滑盖，不易损坏；



- 优越的旋转控制；
- 主被动转换；
- 改善口腔卫生。

联系地址见 48 页

## 3Shape 公司产品

### TRIOS 3 口内扫描仪



3Shape TRIOS 3 引领使用者在数字化旅程中不断地超越。无论是刚接触数字化口扫的新手，还是想通过前沿技术进一步拓展数字化业务的诊所，TRIOS 口内扫描仪都可以帮助他们为患者提供更好的治疗体验。

18 项独立研究结果显示，TRIOS 口内扫描仪与传统印模相比，或与使用其他口扫扫描的全牙弓、单颗或多颗牙（制作修复体）印模相比都具有更高精度。



越来越强大的 3Shape TRIOS 操作系统和不断升级的软件有助于临床拓展业务。所有适应证方案都可以与相应的合作伙伴全面对接，以便确保使用者获得最具成本效益的选项。

联系地址见 48 页

## 登特伦公司产品

### Orthocryl® 正畸用树脂及螺旋扩弓器



德国登特伦公司 (DENTAURUM) 生产的甲基丙烯酸甲酯—Orthocryl®, 是由全球最精细最好的原材料制造而成。它的颗粒被研磨得极其细小, 从而确保了在搅拌过程中液体可以被粉末完全吸收, 而且没有多余的液体剩余。这种材料可以结合多种颜色、闪光和图形, 在临床中最大程度地满足了患者的喜好。

拥有了高标准的 Orthocryl® 后, 我们的目标就是将螺旋扩弓器应用其中。在登特伦众多优质的不锈钢螺旋扩弓器中, 您一定能找到适合您需求的一款。作为我们螺旋扩弓器独一无二的特征, 您可以在螺旋器上找到一些小孔, 甲基丙烯酸甲酯会渗入这些小孔并带来极好的稳固性。正确地利用这些小孔可确保螺旋器不在压力下移位。可摘式矫治器第三重要



的零件组成是弓簧和卡环。Remanium® 不锈钢丝为制作各种弓簧和卡环配备了广泛的尺寸范围。

德国登特伦公司 (DENTAURUM) 的 Orthocryl® 材料和螺旋扩弓器的组合将为您的患者带来安全舒适的绝佳感受。

联系地址见 48 页

## 图书推荐

### 《隐形矫治原理与技术》

- 作者: (加) 桑德拉·泰 (Sandra Tai)
- 译者: 刘妍
- 定价: 698 元
- 出版社: 辽宁科学技术出版社
- 简介: 本书尝试从诊断和治疗设计角度剖析隐形矫治, 讨论了经过时间检验的正畸原则, 如生物力学、支抗和咬合, 并诠释了如何将它们应用到隐形矫治病例中。尽管矫治技术在变革、矫治器在更新, 但是这些原则依然经得住时间的考验。

本书伊始对比回顾了固定矫治器与隐形矫治器, 并详细介绍了隐形矫治器的变革以及随着大家对隐形矫治理解的逐步加深, 如何实现理想的正畸牙齿移动。接下来的章节介绍了隐形矫治器能够实现的各类牙齿移动, 并与固定矫治器的效能进行对比。



本书还对解决疑难问题、结束精调、保持以及隐形矫治的各类疑难牙齿移动进行讲解。书中给出了许多实用的临床解决途径, 包括何时采用过矫正、何时采用过矫治。随后一章深入讲解传统的正畸正颌联合治疗方案与手术优先方案的对比。最后一章对多学科联合治疗进行了精彩的讨论, 在治疗中同时考虑到修复治疗和咬合功能的问题, 并融入了美学理念。



扫码购书